

# KERN 362-96

# KERN

Kit di pesi, M3, 1 g - 1 kg, acciaio inossidabile (1 g - 50 g) e ghisa laccata ( $\geq 100$  g), pulsante ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) e cilindro (100 g, 200 g), in un blocco di legno



Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	362

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M3

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	260×95×50 mm
Numero di pesi	13
Astuccio del set di pesi	in un blocco di legno
Materiale	ghisa laccata

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	260×95×50 mm
Peso netto	2,75 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	2,8 kg
Peso di spedizione	2,75 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-619
---	---------