

# KERN 362-96

**KERN**

Gewichtenset, M3, 1 g - 1 kg, roestvrij staal (1 g - 50 g) en gietijzer gelakt ( $\geq 100$  g), knop ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) en cilinder (100 g, 200 g), in een blok hout



## Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 362-960-300

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	362

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3

## Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	260x95x50 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	gietijzer gelakt
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in een blok hout

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-619
-------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	260x95x50 mm
Nettogewicht	2,75 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	2,8 kg
Verzendgewicht	2,75 kg