

KERN 362-960-300

KERN

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 1 kg)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 1 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	260×95×50 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 g
Estojo - Maior peso possível	1 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	260×95×50 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,65 kg
Peso de envio	0,65 kg

Pictogramas

STANDARD

