

KERN 362-97

KERN

Jeu de poids, M3, 1 g - 2 kg, acier inox (1 g - 50 g) et fonte laquée (≥ 100 g), bouton (≤ 50 g, ≥ 500 g) et cylindre (100 g, 200 g), dans un bloc de bois



Étuis optionnels

Étui - bois Numéro d'article 362-970-300

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	362

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	no
Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 2 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M3

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	340×120×60 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	fonte laquée
Nombre de poids	15
Étui du jeu de poids	dans un bloc de bois

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-620
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	340×120×60 mm
Poids net	7,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,3 kg