

KERN 362-97

KERN

Gewichtenset, M3, 1 g - 2 kg, roestvrij staal (1 g - 50 g) en gietijzer gelakt (≥ 100 g), knop (≤ 50 g, ≥ 500 g) en cilinder (100 g, 200 g), in een blok hout



Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 362-970-300

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	362

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	340×120×60 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	gietijzer gelakt
Aantal gewichten	15
Etui van gewichtenset	in een blok hout

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-620
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	340×120×60 mm
Nettogewicht	7,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,3 kg