

# KERN 362-970-300

**KERN**

Cofanetto in legno per pesiere (Bottone/compact, 1 g - 2 kg)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	M3
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 g - 2 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

## Design

Dimensioni (L×P×A)	340×120×60 mm
Materiale	faggio

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	340×120×60 mm
Peso netto	1,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,3 kg

## Pittogrammi

STANDARD

