

Productbrochure

07.08.2026

KERN 362-98

Gewichtenset, M3, 1 g - 5 kg, roestvrij staal (1 g - 50 g) en gietijzer gelakt (≥ 100 g), knop (≤ 50 g, ≥ 500 g) en cilinder (100 g, 200 g), in een blok hout


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-716	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-716
962-621	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-621
962-621R	DAkKS-rekalibratie 962-621R

NEDERLANDS

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen