

# KERN 362-98

# KERN

Jeu de poids, M3, 1 g - 5 kg, acier inox (1 g - 50 g) et fonte laquée ( $\geq 100$  g), bouton ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) et cylindre (100 g, 200 g), dans un bloc de bois



## Étuis optionnels

Étui - bois Numéro d'article 362-980-300

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	362

## Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	no
Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 5 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M3

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	390×150×70 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	fonte laquée
Nombre de poids	16
Étui du jeu de poids	dans un bloc de bois

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-621
----------------------------------------	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	390×150×70 mm
Poids net	13,2 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	14 kg
Poids brut env.	14 kg
Poids d'expédition	13,2 kg