

# KERN 362-98

**KERN**

Conjunto de pesos, M3, 1 g - 5 kg, aço inox (1 g - 50 g) e ferro fundido envernizado ( $\geq 100$  g), botão ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) e cilindro (100 g, 200 g), num bloco de madeira



## Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 362-980-300

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M3
Família de produto	362

## Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	no
Peso de teste - valor nominal	1 g - 5 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M3

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	390×150×70 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	ferro fundido envernizado
Número de pesos	16
Estojo do conjunto de pesos	num bloco de madeira

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-621
--	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	390×150×70 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	14 kg
Peso bruto aprox.	14 kg
Peso de envio	13,2 kg