

KERN 362-980-300

KERN

Holz-Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 g - 5 kg)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Holz-Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	M3
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 g - 5 kg
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	390×150×70 mm
Material	Buche
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	1 g
Etui - Größtes mögliches Gewicht	5 kg

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	390×150×70 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,2 kg
Bruttogewicht ca.	2,2 kg
Versandgewicht	2,2 kg

Piktogramme

STANDARD

