

KERN 362-99

KERN

Gewichtenset, M3, 1 g - 10 kg, roestvrij staal (1 g - 50 g) en gietijzer gelakt (≥ 100 g), knop (≤ 50 g, ≥ 500 g) en cilinder (100 g, 200 g), in een blok hout



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	362

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 10 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	510x150x70 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	gietijzer gelakt
Aantal gewichten	17
Etui van gewichtenset	in een blok hout

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-622
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	510x150x70 mm
Nettogewicht	23,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Brutogewicht ca.	24 kg
Verzendgewicht	23,5 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	362-990-300
---------------------------	-------------