

KERN 362-99

KERN

Conjunto de pesos, M3, 1 g - 10 kg, aço inox (1 g - 50 g) e ferro fundido envernizado (≥ 100 g), botão (≤ 50 g, ≥ 500 g) e cilindro (100 g, 200 g), num bloco de madeira



Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 362-990-300

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M3
Família de produto	362

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	no
Peso de teste - valor nominal	1 g - 10 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M3

Desenho

Dimensões (L×P×A)	510×150×70 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	ferro fundido envernizado
Número de pesos	17
Estojo do conjunto de pesos	num bloco de madeira

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-622
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	510×150×70 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	24 kg
Peso bruto aprox.	24 kg
Peso de envio	23,5 kg