

# KERN 362-990-300

**KERN**

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 10 kg)



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 10 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	510×150×70 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 g
Estojo - Maior peso possível	10 kg

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	510×150×70 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	2,5 kg

## Pictogramas

STANDARD

