


Productbrochure

07.08.2026

KERN 366-88

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 20 kg, Blok, gietijzer gelakt

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)
346-080-600	Aluminium gewichtsetui 346-080-600 (voor nominale waarden 20 kg Block voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Blok)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-645	DAkkS Kalibratiecertificaat 962-645
962-645R	DAkkS-rekalibratie 962-645R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen