

Productbrochure

07.08.2026

KERN 366-91

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 100 g, Cilinder, gietijzer gelakt

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



DIENTEN

Model	Beschrijving
962-637	DAkkS Kalibratiecertificat 962-637
962-637R	DAkkS-rekalibratie 962-637R

NEDERLANDS

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen