

KERN 366-91

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 100 g, Cilinder, gietijzer gelakt



Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	31×31×22 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm ³)	14,0845
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	1,1902
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7100
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	600
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht - nominale waarde	100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Cilinder
Afmetingen (Ø×H)	31×22 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-637
-------------------------------------	---------