

KERN 366-92

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M3, 200 g, Cilindro, hierro fundido lacado



Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	39×39×28 mm
Peso neto	0,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	366

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - volumen (cm ³)	28,169
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	2,3805
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7100
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	600
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500
Peso de control - valor nominal	200 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	M3
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	100 mg

Diseño

Forma constructiva pesa	Cilindro
Dimensiones (Ø×A)	39×28 mm
Material	hierro fundido lacado

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-638
---	---------