

KERN 366-92

KERN

Peso singolo, classe OIML M3, 200 g, Cilindro, ghisa laccata



Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	39×39×28 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	366

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	no
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	28,169
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	2,3805
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7100
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	600
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	1500
Peso di calibrazione - valore nominale	200 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M3
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	100 mg

Design

Struttura peso	Cilindro
Dimensioni (Ø×A)	39×28 mm
Materiale	ghisa laccata

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-638
---	---------