

KERN 366-93

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 500 g, Knopf, Gusseisen lackiert



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	46×46×68 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	70,4225
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	5,9512
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7100
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	600
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	46×68 mm
Material	Gusseisen lackiert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-639
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----