

KERN 366-93

KERN

Peso individual, Classe OIML M3, 500 g, Botão, ferro fundido envernizado



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	46×46×68 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M3
Família de produto	366

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	no
Peso de teste - volume (cm ³)	70,4225
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	5,9512
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7100
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	600
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	1500
Peso de teste - valor nominal	500 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M3
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	46×68 mm
Material	ferro fundido envernizado

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-639
--	---------