

# KERN 366-94

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 1 kg, Knop, gietijzer gelakt



## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×87 mm
Nettogewicht	1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	140,8451
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	11,9024
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	600
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	500 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	55×87 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-641
-------------------------------------	---------