

# KERN 366-95

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 2 kg, Knop, gietijzer gelakt



## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	70×70×113 mm
Nettogewicht	2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	281,6901
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	23,8048
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	600
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht - nominale waarde	2 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 g

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	70×113 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-642
-------------------------------------	---------