

KERN 366-96

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 5 kg, Knop, gietijzer gelakt



Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 94×94×146 mm |
| Nettogewicht | 5 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 5,0 kg |
| Brutogewicht ca. | 5,0 kg |
| Verzendgewicht | 5 kg |

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML M3 |
| Productfamilie | 366 |

Meetsysteem

| | |
|--|----------|
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | no |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 704,2254 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 59,512 |
| Testgewicht - dichtheid (kg/m ³) | 7100 |
| Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³) | 600 |
| Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) | 1500 |
| Testgewicht - nominale waarde | 5 kg |
| OIML-conform | ✓ |
| Testgewicht OIML klasse | M3 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 2,5 g |

Ontwerp

| | |
|------------------|------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (Ø×H) | 94×146 mm |
| Materiaal | gietijzer gelakt |

Diensten

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 962-643 |
|-------------------------------------|---------|