

KERN 366-97

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 10 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 121×121×193 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 10 kg

Bruttogewicht ca. 10 kg

Versandgewicht 10 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1408,4507
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	119,024
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7100
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	600
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	5 g

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	121×193 mm
Material	Gusseisen lackiert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-644
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----