

KERN 366-97

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 10 kg, Knop, gietijzer gelakt



Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	121×121×193 mm
Nettogewicht	10 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm ³)	1408,4507
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	119,024
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7100
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	600
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht - nominale waarde	10 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 g

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	121×193 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-644
-------------------------------------	---------