

# KERN 911-013-001

Kleureninktlint voor printer KERN 911-013



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal

## Ontwerp

Materiaal	kunststoffen
-----------	--------------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	11×3,5×0,5 mm
Nettogewicht	0,084 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

