

SAUTER AD 0002

Absteckstift

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Absteckstift

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	80×8×8 mm
Material	Stahl

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	14 d
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,01 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761245433
Warennummer (Zolltarifnummer)	90278990
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration