

# KERN AD 0241

Mordentes com padrão piramidal



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Mandíbulas em pirâmide

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	30×30×8 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	30×30×8 mm
Material	aço
Largura máxima de aperto	30 mm
Vão máximo	10 mm
Força de tração/força de pressão [Max]	5 kN

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	15 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	30×30×8 mm
Peso líquido	0,25 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envio	0,25 kg

## Pictogramas

STANDARD

