

KERN AD 9016

KERN

Morsetto di tensione a vite per misurazioni della forza di trazione eseguite in laboratorio incluse ganasce con presa piramidale



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Morsetto
Gruppo di prodotti	Morsetto di tensione a vite

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	62×53×31 mm
Materiale	alluminio
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	1 kN
Larghezza massima di serraggio	30 mm
Apertura massima	10 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	14 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	62×53×31 mm
Peso netto	0,15 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,15 kg
Peso di spedizione	0,15 kg

Pittogrammi