

SAUTER AFH 03

Tester per porte

KERN

Pittogrammi

STANDARD



Data di creazione: 20.06.2026

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	300×85×85 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	300×85×85 mm
Materiale	metallo
Materiale alloggiamento	metallo

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	300×100×100 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	1,2 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,6 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761125131
Numero merceologico	90249000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita