

SAUTER ATB-US03

KERN

Gel di contatto per ultrasuoni, confezione di ricarica, ca. 70 ml



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Líquido de contacto

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×100×2 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761108417
Numero merceologico	90319000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

