

KERN ATB-US03

KERN

Gel de contacto ultra-sónico, pacote de recarga, aprox. 70 ml



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Líquido de contacto

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×100×2 mm
Peso líquido	0,016 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

