

# KERN ATU-US01

Ultrasone sonde; 2,5 MHz,  $\varnothing$  14 mm

**KERN**



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Sonde

## Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	57×35×35 mm
Materiaal	aluminium

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×100×20 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Pictogrammen

STANDARD

