

# KERN BFN-A06

**KERN**

Stabile intelaiatura per fossa, acciaio inox, per modelli con dimensioni piatto di pesata L×P×A  
1000×1000×80



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Intelaiatura per fossa

## Design

Dimensioni (L×P×A)	1090×1090×90 mm
Materiale	Acciaio inossidabile
Materiale cella (celle) di carico	acciaio inossidabile
Materiale	acciaio, laccato

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1445×1140×110 mm
Metodo di spedizione	Spedizionale
Peso netto ca.	34 kg
Peso lordo ca.	40 kg
Peso di spedizione	40 kg

## Pittogrammi

STANDARD

