

KERN BFS-A07

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	450×450×1040 mm
Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Material Plattform	Stahl, lackiert
Material Lastzelle(n)	Stahl
Stativhöhe	1040 mm

Funktionen

PLU - gesamt	100
--------------	-----

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	440×390×165 mm
Nettogewicht	2,6 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Bruttogewicht ca.	3,2 kg
Versandgewicht	5,7 kg

Piktogramme

STANDARD

