

# KERN BIC-A08

# KERN

Stabiler Grubenrahmen, Stahl, pulverbeschichtet, für Modelle mit Wägeplattengröße B×T×H  
1200×1000×108 mm



## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Grubenrahmen

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	1288×1088×110 mm
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	Stahl
Material	Stahl, pulverbeschichtet

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1300×1110×117 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	40 kg
Bruttogewicht ca.	46 kg
Versandgewicht	45 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761205000
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239010
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration