


# SAUTER CE Q30903

Piastra di base. Acciaio zincato

**KERN**



**Data di creazione: 20.06.2026**

## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Piastra

## Design

Materiale	acciaio, zincato
-----------	------------------

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,0 kg

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761221727
Numero merceologico	84239010
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

## Pittogrammi

STANDARD

