

SAUTER CE Q30904

KERN

Mancal de elastómero com segurança de levantamento



22.06.2026

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Mancais elastoméricos

Desenho

Material	aço, inox
----------	-----------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,55 kg
Peso de envio	0,502 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761221734
Número de mercadoria	84239010
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

