

SAUTER CE Q30906

Elastomeerlager met optilbeveiliging

KERN



20.06.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Elastomeerlager

Ontwerp

Materiaal	staal, roestvrij
-----------	------------------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,55 kg
Verzendgewicht	0,502 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761221758
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

