

# SAUTER CE Q34901

Piede regolabile, acciaio, antiruggine, per CB-Q2

**KERN**



**Data di creazione: 20.06.2026**

## Categoria

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marchio               | Sauter              |
| Categoria di prodotto | Técnica de medición |
| Gruppo di prodotti    | Piede di appoggio   |

## Design

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materiale | acciaio, inossidabile |
|-----------|-----------------------|

## Imballaggio e spedizione

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Tempi di consegna    | 1 d             |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.       | 3,0 kg          |

## Informazioni sul prodotto

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| GTIN/Numero EAN       | 4045761221772             |
| Numero merceologico   | 84239010                  |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

**STANDARD**

