


SAUTER CE Q34903

Plaque de base. Acier galvanisé

KERN



Date de création : 20.06.2026

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Assiettes

Forme de construction

Matériau	acier, galvanisé
----------	------------------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,0 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761221789
Numéro de marchandise	84239010
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

