


SAUTER CE Q34903

Piastra di base. Acciaio zincato

KERN



Data di creazione: 20.06.2026

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Piastra

Design

Materiale	acciaio, zincato
-----------	------------------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,0 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761221789
Numero merceologico	84239010
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

