

SAUTER CE RQ35909

Elastomeerlager met optilbeveiliging

KERN



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Elastomeerlager

Ontwerp

Materiaal	staal, roestvrij
-----------	------------------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,2 kg
Verzendgewicht	2,01 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761221918
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

