

SAUTER CE RQ359 10

Elastomeerlager met optilbeveiliging

KERN



20.06.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Elastomeerlager

Ontwerp

Materiaal	staal, roestvrij
-----------	------------------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,4 kg
Verzendgewicht	3,21 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761221925
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

