

SAUTER CE RQ359 13

KERN

Piede regolabile, acciaio antiruggine, adatto solo per modelli con carico nominale ≤ 2000 kg



Data di creazione: 20.06.2026

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Piede di appoggio

Design

Materiale	acciaio, inossidabile
-----------	-----------------------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	1,02 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761221956
Numero merceologico	84239010
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

