

SAUTER CE RQ359 13

KERN

Pé de suporte, aço inoxidável, apenas para modelos com carga nominal ≤ 2000 kg



Data de criação: 20.06.2026

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Pé para instalação

Desenho

Material	aço, inox
----------	-----------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,02 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761221956
Número de mercadoria	84239010
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

