

# KERN CE P10330

Pièce d'appui (centrage pour CD 10-3P1 et CD 20-3P1)



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	pièce de butée

## Forme de construction

Matériau	acier inox
----------	------------

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	95×95×100 mm
Poids net	1,608 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	1,8 kg
Poids d'expédition	1,657 kg

## Pictogrammes

### STANDARD

---

