

SAUTER CE P2024

KERN

Stelvoet, vernikkeld staal, alleen passend voor modellen met nominale belasting 7500-10000 kg



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Stelvoet

Ontwerp

Materiaal	staal, vernikkeld
-----------	-------------------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	120×100×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,4 kg

Pictogrammen

STANDARD

