

# SAUTER CE Q42901

Dinamometro da carica con sicura per bloccaggio

**KERN**



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición

## Design

Materiale	acciaio, zincato
-----------	------------------

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	320×230×160 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	5,35 kg

## Pittogrammi