

# KERN CE R10

**KERN**

Gelenkkopf mit M10-Gewinde, verzinkter Stahl, nur passend für Modelle mit Nennlast 100–150 kg



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Gelenkkopf

## Bauform

Material	Stahl, verzinkt
----------	-----------------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×100×80 mm
Nettogewicht	0,056 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,2 kg

## Piktogramme

### STANDARD

